



reddot award 2014
winner

^{*}
nosiboo[®]

the babycare nasal aspirator

Szülőként felelősek vagyunk gyermekeink egészségéért, aminek fontos része az orr tisztán tartása.



Mert a kicsik nem tudják kifújni az orrukat...

- * A nátha gyakori gyermekbetegség, évente 5-6 alkalommal is előfordulhat.
- * Az eldugult orr gátolja a légzést, ezáltal nem tud a kicsi aludni, enni, cumizni.
- * Az orrban pangó váladék számos betegség forrása, felülfertőződve légcsőhurut, középfül- és arcüreggyulladás alakulhat ki.

Az orr tisztán tartásával

- * megelőzzük a betegségeket
- * felgyorsítjuk a gyógyulást
- * elkerüljük a további antibiotikus kezelést
- * nyugodt pihenést biztosítunk gyermekünknek.

**ERRE KÍNÁL HATÉKONY
ÉS GYERMEKBARÁT
MEGOLDÁST A
nosiboo[®] ORRSZÍVÓ**





* Orvosok segítségével fejlesztett

* Európai szabadalom és gyártás

* Gyermekbarát formaterv

* Szabályozható szívóerő

* Csendes működés

* Felhasználóbarát

* Könnyen tisztítható

* BPA-mentes burkolatok



- * A szívóerő a gyermek életkora alapján optimális értéken tartható, és használat közben is folyamatosan szabályozható.
- * A szabályozhatóság garantálja, hogy a szülő ne okozzon ornyálkahártya-duzzanatot a kicsi orrában.
- * A Colibri szipka szabadalmaztatott kialakítása nem engedi az orrból felszívott váladék bejutását az összekötőcsőbe, ezért csak a szipkát kell használat után kitisztítanunk.
- * A szipka orrba illeszkedő vége rugalmas anyagból készült, gondos formatervezése révén hatékonyan és kíméletesen távolítja el a váladékot.



MŰSZAKI ADATOK :

Méret: 180x180x180 mm (csomagolva) * Tömeg: 972 g * Maximális felvett teljesítmény: 215 W
Energiaellátás: 230V 50/60 Hz * Zajszint: 55-62 dB * Előállítható nyomáskülönbség: 0,04-0,12 bar

Viszonteladói kapcsolatot: sales@nosiboo.com

www.nosiboo.com